

Zahnfleisch-Entzündungen und wie es dazu kommt

Sichtbares Zeichen einer Zahnfleisch-Entzündung – auch Gingivitis genannt – ist Zahnfleischbluten. Wie kommt es dazu?

Ursache für die Entzündung ist die Plaque, ein klebriger Zahnbelag. Dieser besteht aus Bakterien, die im Speichel enthalten sind. Wenn sie sich, begünstigt durch falsche Ernährung wie z. B. zuckerreiche Kost oder Getränke oder aber durch unzureichende Mundhygiene, an der Zahnoberfläche festsetzen und vermehren, wird die Plaque dicker und auch mit dem bloßen Auge sichtbar.

Wird dieser Belag beim täglichen Zähneputzen nur mangelhaft entfernt, greifen Säuren – Stoff-

wechselprodukte der Plaque – das Zahnfleisch an. Es entzündet sich und fängt an zu bluten.

Dieses Gefahrensignal ist ein Zeichen dafür, die Mundhygiene muss dringend verbessert werden! Denn anderenfalls entwickelt sich im Laufe der Zeit die Entzündung weiter in die Tiefe fort. Es können Zahnfleischtaschen und Zahnbettkrankungen entstehen, die den Zahnknochen angreifen und zu zerstören vermögen (Parodontitis).

Das Heimtückische an dieser Entwicklung ist, Zahnfleischbluten tut zunächst nicht weh. Und erst wenn man Schmerzen spürt, ist es oftmals schon zu spät.

Wie man sich schützen kann

Die Wissenschaft hat es vielfach bewiesen: tägliches Zähneputzen und die gelegentliche Anwendung von Zahnseide allein genügen nicht, um Zähne und Zahnfleisch gesund zu erhalten.

Erst mit einer Munddusche wird die tägliche Mundhygiene komplett. Denn der pulsierende (=klopfende) Wasserstrahl einer Munddusche holt auch aus den entferntesten Winkeln, aus den Zahnzwischenräumen, unter Brücken, Teilprothesen und Zahnspangen Speisereste und Plaquerückstände heraus.

In diese Räume gelangt weder eine Zahnbürste noch findet eine ausreichende Selbstreinigung durch Speichelfluss statt. Deshalb ist für eine optimale Mundhygiene eine Munddusche, welche die gefährlichen Plaquebakterien gezielt wegspült und ihnen durch verbesserte Reinigung die Existenzgrundlage nimmt, unerlässlich.

Kein Wunder also, dass diejenigen, die regelmäßig eine Munddusche benutzen, gesündere Zähne und ein straffer Zahnfleisch haben.

Waterpik® Mundduschen: zahnmedizinisch empfohlen für perfekte Mundhygiene, gesündere Zähne und festeres, gesünderes Zahnfleisch

waterpik®

Munddusche Ultra Professional WP-100E4

Hinreißendes, Design – ergonomisch optimal, mit höchstem Bedienungs-komfort und vielen technischen Feinheiten: Das ist die Munddusche **Waterpik®** Ultra Professional WP-100E4. Leiser aber kräftiger Motor, 10-stufiger Wasserdruckregulierer, doppelbödiger Wassertankdeckel mit inliegendem Aufbewahrungsfach für die verschiedenen Aufsätze – besser geht's nicht.

Leistung und Ausstattung

Leistungsstarker, lauruhriger Motor, praktischer Ein-/Ausschalter, 1.200 Pulsationen / Minute, 10-stufiger Wasserdruckregulierer, transluzenter Wassertank mit 600 ml Füllmenge, für Mundwasserzusätze und antibakterielle Lösungen geeignet. Mit 2 Standard-Düsen, 2 Plaque-Seeker, 1 Subgingival-Düse, 1 Orthodontic-Düse, 1 Brush-Tip und 1 Zungenreiniger. Mundwassergeeignet.

Maße wie abgebildet (BxTxH) in cm: 14,5 x 12 x 20. Kabellänge 130 cm, Garantie: 2 Jahre.

€ 119,95*

PZN 6414599



waterpik®

Munddusche Classic WP-70E

Perfekte Mundhygiene für die ganze Familie. Mit dem wissenschaftlich empfohlenen 1-Strahl-System für effektive Mundhygiene und Gingivitis-Prophylaxe. Sorgt für die Reinigung all der Bereiche, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Für optimale Zahnfleischmassage und für signifikante Reduktion von Zahnfleischbluten und -entzündungen.

Leistung und Ausstattung:

1.200 Pulsationen/Minute, blauer Wassertank mit 1.000 ml Füllmenge, praktischer Schiebeschalter zur Regulierung des Wasserdrucks, für Mundwasserzusätze geeignet, mit 2 Standard-Düsen, 1 Subgingival-Düse, 1 Zungenreiniger, Wandhalterung, Dübel, Schrauben, 6-sprachige Gebrauchsanweisung. Maße wie abgebildet (BxTxH) in cm: 18 x 11 x 20. Länge des Elektrokabels 125 cm. TÜV-Sicherheitsiegel. Garantie: 2 Jahre.

€ 99,-*

PZN 0729244



waterpik® **NEU**

Reise-Munddusche Traveler™ WP-300E

Kleine zusammenlegbare Munddusche. Die kompakte und leistungsstarke Reise-Munddusche Traveler WP-300E von **Waterpik®**. Ideal für die optimale Mundhygiene und Prophylaxe unterwegs, im Urlaub und auf Reisen. Weltweit einsetzbar.

Leistung und Ausstattung:

Kräftiger, lauruhriger Motor, 3-stufiger Wasserdruckregulierer, blauer Wassertank mit 450 ml Füllmenge, 1.400 Pulsationen / Minute, mit automatischem Stromspannungsumschalter von 110-240V, 50/60 Hz, daher weltweit einsetzbar. Komplett mit 1 Standard-Düse, 1 Plaque-Seeker, 1 Orthodontic-Düse, 1 Zungenreiniger. Alles im geschmackvollen Reiseetui mit Tragegriff. Mundwassergeeignet. Außenmaße Gerät im Reiseetui (BxTxH) in cm: 14 x 12 x 12. Länge des Elektrokabels 135 cm. TÜV-Sicherheitsiegel. Garantie: 2 Jahre

€ 130,-*

PZN 8800987




waterpik®

Spezialaufsteckdüsen – ideal bei Brackets, Implantaten, Parodontose, Mundgeruch

Neben der bewährten Einstrahldüse, mit der man gezielt auch aus den entferntesten und schwer erreichbaren Winkeln, aus Zahnzwischenräumen Speisereste und Plaquerückstände ausspülen und das Zahnfleisch dank des pulsierenden Wasserstrahls zur besseren Durchblutungsförderung massieren kann, werden die **Waterpik®** Mundduschenmodelle WP-100E4 und WP-300E serienmäßig mit besonderen Spezialaufsätzen ausgestattet.

Waterpik® Orthodontic-Spezialdüse OD-100* – gegen Kariesbefall



Eine Kombination aus Düse und Bürste. Mit den Borsten wird die Plaque z.B. um Zahnspangen (Brackets) herum, unterhalb des Zahnfleischrandes oder in Zahnzwischenräumen entfernt und durch den Wasserstrahl ausgespült.

Waterpik® Subgingival-Düse PP-100* – gegen Zahnfleischtaschen



Düse mit einer Weichgummispitze. Damit können (nach Unterweisung durch die Zahnärztin / den Zahnarzt) Wasser oder antibakterielle Lösungen unterhalb des Zahnfleischrandes verabreicht und/oder Zahnfleischtaschen ausgespült werden. Die Bakterien werden dabei vernichtet. Die Taschentiefe, sofern sie nicht mehr als 4 mm beträgt, kann sich so wieder natürlich rückbilden.

Waterpik® Zungenreiniger TC-100* – gegen Mundgeruch



Düse mit einem kleinen löffelartigen Ende. Damit kann ohne Brechreiz und durch Wasserzufuhr der Belag auf der Zunge besonders sanft und schonend entfernt werden; eine ebenso einfache wie wirksame Methode, übelriechendem Mundgeruch vorzubeugen.

* die unverb. empf. Endverbraucherpreise und die entsprechenden Pharmazentralnummern (PZN) finden Sie auf der Rückseite.

Desinfektion und Entkalkung Ihrer Munddusche

Redesept Reinigungspulver RD-29

Entkalkt, säubert (mit waschaktiven Substanzen und aktivem Sauerstoff) und beseitigt die in einem feuchten Milieu vorkommenden Bakterien (*Streptococcus mutans*) und Pilze (*Candida albicans*). Wissenschaftlich getestet.



Redesept RD-29 gibt Schutz vor hygienischen Gefahren, beugt Infektionen und Re-Infektionen vor. Dose mit 150 g. Ausreichend für ca. 20 Anwendungen.

€ 8,45* PZN 1605573

Zähneputzen mit Schallenergie, mühelose Plaquentfernung im Zahnzwischenraum ...

Fordern Sie hierzu unsere ausführlichen Spezialprospekte an oder informieren Sie sich direkt im Internet unter: www.intersante.de

Die erwähnten Produkte bekommen Sie unter den angegebenen Pharmazentralnummern (=PZN) in **allen** Apotheken, ferner in Prophylaxe-Shops und in ausgesuchten Fachgeschäften.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrem Zahnarzt und Apotheker – oder direkt von:

intersanté GmbH
Wellness, Health & Beauty

Berliner Ring 163 B
D-64625 Bensheim
Telefon 06251 - 9328 - 10
Telefax 06251 - 9328 - 93
E-mail info@intersante.de
Internet www.intersante.de

Sonderzubehör und Aufsätze für **Waterpik®** Mundduschen



Waterpik® Standard-Düse JT-100

Für die Waterpik® Mundduschen WP-100E4, WP-450E4 und WP-300 E
Pack à 2 Stück
PZN 670593 1

€ 14,85*



Waterpik® Orthodontic-Düse OD-100

Für die Waterpik® Mundduschen WP-100E4, WP-450E4 und WP-300 E
Pack à 2 Stück
PZN 354581 7

€ 14,85*



Waterpik® Subgingival-Düse PP-100

Für die Waterpik® Mundduschen WP-100E4, WP-450E4 und WP-300 E
Pack à 2 Stück
PZN 354584 6

€ 14,85*

*unverb. empf. Endverbraucherpreis zum Zeitpunkt der Drucklegung



Waterpik® Zungenreiniger TC-100

Für die Waterpik® Mundduschen WP-100E4, WP-450E4 und WP-300 E
Pack à 2 Stück
PZN 0053947

€ 14,85*



Waterpik® Plaque-Seeker PS-100

Für die Waterpik® Mundduschen WP-100E4, WP-450E4 und WP-300 E
Pack à 2 Stück
PZN 611868 8

€ 14,85*



Waterpik® Brush-Tip TB-100

Für die Waterpik® Mundduschen WP-100E4, WP-450E4 und WP-300 E
Pack à 2 Stück
PZN 611867 1

€ 14,85*

Zahnimplantate brauchen besondere Pflege und effizienten Schutz


Für Patienten mit Zahnimplantaten ist eine sorgfältige häusliche Mundhygiene unverzichtbar, da das empfindlichere Gewebe um das Implantat einen deutlich geringeren Abwehrmechanismus gegenüber bakteriell bedingten Angriffen besitzt. Zudem begünstigen Implantate das Wachstum von gefährlicher Plaque stärker als der natürliche Zahn.

Als eine besonders wirksame Schutzmaßnahme empfiehlt sich deshalb die Verwendung einer **Waterpik®** Munddusche mit der speziellen Subgingival-Düse und einem antibakteriellen Lösungszusatz, z. B. Chlorhexidin (CHX).

Eine wissenschaftliche Studie hierzu zeigt nachdrücklich, dass die Verwendung einer **Waterpik®** Munddusche und der **Waterpik®** Subgingival-Düse signifikant effektiver hinsichtlich der Reduktion von Plaque und Gingivitis (Entzündung des Zahnfleisches) ist, als das einfache Mundspülen allein mit einer doppelt so hoch konzentrierten CHX-Lösung.

Fragen Sie Ihren Zahnarzt! Er wird Ihnen gerne bestätigen, dass – in Ergänzung zur täglichen Mundhygiene – die Verwendung einer antibakteriellen Lösung mittels Munddusche und Subgingival-Düse von **Waterpik®** einen optimalen Schutzeffekt gegen Entzündungen des Zahnfleisches bietet und so eine lange Lebensdauer des Implantats positiv beeinflusst.

Effekt von subgingivalem Mundspülen mit 0,06% CHX im Vergleich zu Spülen mit 0,12% CHX



Felo A, Shibly O, Ciancio SG, Lauciello FR, Ho A. Effects of subgingival chlorhexidine irrigation on periimplant maintenance. *Am J Dent* 1997; 10:107-110.

Waterpik® – die erfolgreichste Mundduschen-Marke der Welt

Dental Care

waterpik®

Wirkungsvoller Systemschutz gegen Zahnfleisch-Entzündungen mit der meistverkauften Mundduschen-Marke der Welt

Einfacher, erfrischender und wirkungsvoller als Zahnseide*

*Rosema et al., ACTA Amsterdam, in Journal of the International Academy of Periodontology 2011, 13/1: 2-10



Waterpik® – der Mundduschen-Pionier der Oralprophylaxe